



# KONICA MINOLTA

## MAMMOGRAPHY SYSTEM

Produce imágenes de alta calidad y agudo detalle sobre una gama ancha de densidad. No faltará los minuciosos detalles uniformes para la diagnosis. El tipo CM-H de Konica es veloz y de un contraste muy alto. La emulsión de la película ortocromática está diseñada específicamente para la mamografía. CM-H se optimiza con el uso de las pantallas de mamografía de Konica o de las pantallas similares desarrolladas especialmente para la proyección de imagen mamográfica. El tipo CM-H se ha formulado para producir resultados de diagnóstico excelentes en 90 segundos, ciclo de proceso estándar, así como duraciones de ciclo extendidas de proceso. Para prever la actividad del revelador al máximo, CM-H debe ser procesado del lado de la emulsión hacia abajo. La película de mamografía de Konica se puede procesar en cualquier ciclo por 90 segundos a 35°C o puede beneficiar a partir del tiempo de desarrollo extendido.

Recomendaciones de Seguridad  
La película de CM-H se puede utilizar con un filtro rojo o rojo oscuro por seguridad. No debe exceder un bulbo de 15 vatios en una distancia de trabajo por lo menos de 1,2 m



**INTERFOT**  
de Venezuela



Interfot de Venezuela: Av. Francisco de Miranda, Torre Dozsa, Piso 10. El Rosal  
Teléfonos: 952.20.24 • 952.47.27. Fax.: 952.31.66 email: jsegredo@panafot.com

[www.panafot.com](http://www.panafot.com)